

Eucerin Hyaluron-filler serum Flacon de 30 ml



- Ce gel ultraléger et rafraîchissant procure une hydratation immédiate et augmente le taux d'hydratation de la peau jusqu'à 24 heures
- Sa formule, qui ne contient que 11 ingrédients, combine deux types d'Acide Hyaluronique très concentrés et de

Glycérine. Ces substances sont également produites naturellement par la peau pour la maintenir hydratée. Dans le cadre de notre formule, elles agissent comme des aimants hydratants qui repulpent la peau avec une hydratation immédiate et intense.