

## Boîte de 50 x 10 Steri-Strips, 6 mm x 100 mm



- Les sutures cutanées adhésives Steri-Strip constituent une solution efficace et sans douleur pour refermer les plaies.
- Ces sutures se présentent sous forme de bandelettes constituées d'un support microporeux en fibres de rayonne renforcés par des filaments de polyester.
- Elles sont pourvues d'une couche adhésive hypo-allergénique en acrylique de synthèse à grand pouvoir adhésif.
- L'absence de réactions tissulaires influence

favorablement la cicatrisation.

- L'application et le retrait sont indolores et conviennent parfaitement en pédiatrie
- L'absence de réactions tissulaires influence favorablement la cicatrisation.
- La possibilité d'accoler régulièrement les lèvres de la plaie sur toute leur longueur donne un très bon résultat esthétique (pas de marques en échelle).
- Les Steri-Strip sont stériles et sont emballés dans des enveloppes plastiques.