

Doigtiers detectaplast en caoutchouc bleu Boite de 25



- Doigtiers en caoutchouc, idéaux en milieu humide. Grâce à la couleur bleue, ils sont facilement détectables visuellement.
- Approuvés HACCP et adaptés à un usage professionnel dans l'industrie agroalimentaire, la restauration et les cuisines industrielles.
- Résistants aux acides, aux huiles et aux graisses
- Ne contiennent pas de latex ni de silicone
- Conservent très bien la sensation des doigts
- S'adaptent parfaitement aux doigts
- Très légers et flexibles
- Légèrement pré-poudrés
- Taille universelle

