

Tabouret de douche DS 250, sans dossier



- Confortable, sûr et stable.
 - Grand siège avec trous de drainage.
 - Réglage de la hauteur du siège à cinq positions avec pieds télescopiques.
 - Support sécurisé grâce aux pieds en caoutchouc.
 - Pieds en tube d'aluminium anodisé.
 - Facile à nettoyer.
- Couleur: blanc.
 - Largeur: 53,5 - 57 cm.
 - Hauteur d'assise: 41 - 51 cm.
 - Largeur d'assise: 43 cm.
 - Profondeur d'assise: 41 cm.
 - Poids: 3,6 kg.
 - Capacité max: 250 kg.