

## Tabouret de douche DS 250, sans dossier



- Confortable, sûr et stable.
  - Grand siège avec trous de drainage.
  - Réglage de la hauteur du siège à cinq positions avec pieds télescopiques.
  - Support sécurisé grâce aux pieds en caoutchouc.
  - Pieds en tube d'aluminium anodisé.
  - Facile à nettoyer.
- Couleur: blanc.
  - Largeur: 53,5 - 57 cm.
  - Hauteur d'assise: 41 - 51 cm.
  - Largeur d'assise: 43 cm.
  - Profondeur d'assise: 41 cm.
  - Poids: 3,6 kg.
  - Capacité max: 250 kg.