

## Tabouret de douche DS 250, sans dossier



- Confortable, sûr et stable.
- Grand siège avec trous de drainage.
- Réglage de la hauteur du siège à cinq positions avec pieds télescopiques.
- Support sécurisé grâce aux pieds en caoutchouc.
- Pieds en tube d'aluminium anodisé.
- Facile à nettoyer.
- Couleur: blanc.
- Largeur: 53,5 - 57 cm.
- Hauteur d'assise: 41 - 51 cm.
- Largeur d'assise: 43 cm.
- Profondeur d'assise: 41 cm.
- Poids: 3,6 kg.
- Capacité max: 250 kg.