

## Thickenup gel express avec pompe Flacon de 450 ml



- Épaississant liquide instantané pour boissons et aliments
- Hygiénique et facile à doser grâce à la pompe doseuse qui permet un dosage sécurisé selon les niveaux IDDSI\*
- Un nouveau moyen efficace d'épaissir tout type de boissons froides ou chaudes et des plats pour obtenir une consistance précise et lisse
- Épaissit rapidement et ne continue pas à s'épaissir au cours du temps
- Convient pour les patients avec troubles de la déglutition (dysphagie), en complément de l'hydratation
- Résistant à l'amylase salivaire

