

## ResourceActiv - Vanille tropicale Pack de 4 x 200 ml



- Nutrition médicale orale complète hyperprotéinée (20g), hypercalorique (300Kcal), enrichi en vitamines D (12,5µg) et calcium (480 mg), fibres prébiotiques, oméga-3, zinc (4,6 mg) et sélénium (40 µg)
- Pour des patients dénutris ou à risque de dénutrition, en cas de chutes et/ou fractures, sarcopénie, immunité diminuée
- Goûts: vanille tropicale, ananas
- Dosage: 1-2 bouteille(s) par jour et selon les recommandations émises par un professionnel de la santé