

## Nutrinidrink Multifibre Vanille

### Flacon de 200 ml x 4



- Nutrition médicale orale complète, hyperénergétique avec fibres pour les enfants à partir de 1 an en cas de dénutrition associée à une maladie
- Il contient un mélange de 6 différentes fibres alimentaires

- A utiliser sous surveillance médicale
- Sans gluten et a une faible teneur en lactose
- Contient du lait et du soja
- Valeurs nutritionnelles: 306 Kcal, 6,6 g protéines, 3 g de fibres