

## Scandishake mix Fraise

### Boite de 6 x 85 g



• Complément hyperénergétique en poudre, destiné à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie, une malabsorption ou toutes autres conditions nécessitant des apports accrus en lipides et glucides (par ex. mucoviscidose)

• Sans gluten  
• Contient du lait  
• Mode d'emploi: un sachet de 85 g doit être dissout dans 240 ml de lait entier  
• A consommer dans les 2 h suivant sa préparation ou stockée au réfrigérateur pendant maximum 24H