

## Scandishake mix Neutre Boite de 6 x 85 g



IPA

- Complément hyperénergétique en poudre, destiné à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie, une malabsorption ou toutes autres conditions nécessitant des apports accrus en lipides et glucides (par ex. mucoviscidose)
- Sans gluten
- Contient du lait
- Mode d'emploi: un sachet de 85 g doit être dissout dans 240 ml de lait entier
- A consommer dans les 2 h suivant sa préparation ou stockée au réfrigérateur pendant maximum 24H