

Fresubin 2 kcal Compact Cappuccino Pack de 4 x 125 ml



- Nutrition médicale orale hypercalorique (2.0 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET) dans un petit volume.
- Indication: patients en dénutrition ou à risque de dénutrition, avec ou sans restriction hydrique.
- Caractéristiques: 250 kcal, 12,5 g de protéines, 28,13 g de glucides, 9,75 g de lipides.
- Goûts: vanille, cappuccino, fruit de la forêt, caramel.