

Fresubin 2kcal Crème Cappuccino Pack de 4 x 125 g



- Nutrition médicale orale sous forme de crème, hypercalorique et hyperprotéinée en prévention ou traitement de la dénutrition mais aussi en cas de dysphagie.
- Caractéristiques: 250 kcal, 12,5 g de protéines, 28 g de

glucides, 9,8 g de lipides.

- IDDSI niveau 4 - texture pudding.
- Goûts: vanille, cappuccino, chocolat, fraise des bois, praliné.