

## Gohy Slip X-Large Maxi + Carton de 3 valisettes de 20



- Utilisation: 12 et plus
- Tour de hanches: 140 à 175 cm
- Adhésifs repositionnables et réajustables
- Un non tissé plus doux, hypoallergénique, procurant confort et bien-être.
- Barrières anti-fuites intégrales hautes.
- Ceinture élastique pour un ajustement précis.
- Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux.
- Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
- Un tampon absorbant multi-couches.
- Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.
- Indicateur d'humidité très visible et efficace.

