

## Bandage tubulaire Tubifast, rouge, 3,5 cm x 10 m, non stérile Boite de 1 pièce



- Idéal pour fixer des pansements et protéger la peau quelle que soit la partie du corps concernée.
- Maintient efficacement les pansements en place sans bande adhésive ni agrafe.
- Egalement indiqué comme bande de contention.
- Plusieurs dimensions disponibles.
- Peut être découpé sur mesure et étiré sur le pansement pour une coupe uniforme.
- Lavable à la main.
- Economique.