

## Kit de coussins pour kinésithérapie.



- Procure confort et bien-être au patient
- Confort d'installation du patient pour le praticien
- Rembourrage en micro-billes de polystyrène
- Permet une adaptation parfaite aux formes et mouvement du corps grâce à la répartition naturelle des micro-billes
- Enveloppe polyuréthane au toucher doux, imperméable, respirante et confortable
- Se décontamine par spray de surface (type Anios)
- Kit composé de:
  - 1 coussin rectangulaire: 40 x 30 cm (soutien tête ou ventral)
  - 1 coussin cylindrique: 44 x 12 cm (soutien membres inférieurs)
  - 1 coussin de délordose triangle: 40 x 20 cm
  - 1 coussin cale-tête pour position couchée: 40 x 35 cm
  - 1 coussin entre-jambes - plot anti-abduction: 28 x 20 cm
  - 1 coussin cale-bras: 30 x 18 x 15 cm
  - 1 coussin repose-jambes et cale-dos: 65 x 50 x 18 cm
  - 1 sac de rangement pour le kit de coussins complet

