

Fauteuil roulant Icon 20



- Fauteuil roulant de base pliable et léger offrant néanmoins un grand nombre de possibilités de réglage
- Cadre en aluminium
- Repose-pieds réglables en hauteur par boulons, ajustables de 36 à 48 cm
- Accoudoirs réglables en hauteur et en longueur
- Repose-jambes escamotables et amovibles (accessoires non inclus)
- Autopropulsé
- Disponible en 7 largeurs de siège

- Couleur: Champagne
- Largeur d'assise: 45 cm
- Profondeur d'assise: 40 cm
- Hauteur d'assise: 47 cm
- Dimensions roues avant: 8"
- Dimensions roues arrière: 24" avec pneus pleins en PU
- Largeur plié: 34 cm
- Poids: +/- 14,2 kg
- Charge maximale: 140 kg
- Nomenclature AVIQ: 101101000725