


Matelas Viscoflex, 90 x 200 x 14 cm, avec housse en PU



- Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ avec insert anatomique en mousse haute résilience 40 kg/m³
- Prévention : risque moyen à élevé
- Patient levé dans la journée, alité plus de 15 heures
- Poids patient maximum : 130 kg
- Housse intégrale en polyuréthane Polymaille®, enduction

- de polyuréthane anallergique sur textile type jersey traité antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible, imper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée
- Ouverture sur 3 côtés et face inférieure antidérapante
- Respect des normes de résistance au feu EN597-1 & EN597-2