

Matelas Megapur mousse ferme HR55M, 160 x 200 x 18 cm, avec housse tissu



- Ame : Mousse Haute Résilience Megapur® HR55M (ferme) avec profilage 3D 7 zones
- Avec une housse de qualité supérieure, qui contribue à un confort de sommeil frais: stretch de luxe de 320g/m² avec traitement

Purotex, piqué avec 300 grammes de ouate antiallergique.

- La housse est amovible et lavable à 60°C.
- Epaisseur : Standard 18 cm