

## Otoscope noir Spengler Smartled 5500



L'otoscope SMARTLED 5500 a été développé avec un objectif afin de permettre un diagnostic d'exception.

- Technologie LED d'avant-garde :
- Une luminance puissante de 50K lumens,
- Une colorimétrie de 4000K, la plage parfaite pour l'observation,
- Un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 95 sur 100 pour une restitution parfaite des couleurs.
- Fibre optique pour une illumination directe, homogène et sans reflet du canal auriculaire et du tympan.
- Loupe grossissante x3.

### FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Manche ergonomique.
- Tête en ABS et Inox pour fixation sûre.
- Clip de fixation avec interrupteur.
- Ampoule sertie pour une plus grande fiabilité.
- Ampoule LED d'une durée de vie de 55000 h.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec boîtier rigide composé de 2 piles LR6 AA, 8 spéculums (2,5mm et 4mm).

