

## Cool gel Topiderm Flacon de 250 ml



- Topiderm Cool Gel est un gel rafraîchissant recommandé dans le traitement des jambes et des pieds fatigués pendant et après l'effort. Agit préventivement contre l'échauffement des pieds et régénère les pieds surchauffés, agit sur les désagréments liés aux petites varices et rafraîchit les muscles fatigués et douloureux.
- Caractéristiques:
  - Rafraîchissant et relaxant grâce à la combinaison de menthyl lactate (1%), d'alcool isopropylique et de menthol actif (0,5%).
  - Calme les démangeaisons.
  - Favorise la résolution des hématomes, de l'œdème, des entorses et des raideurs musculaires (soulage les lourdeurs au niveau des pieds)
  - Lutte contre la fatigue grâce à son extrait d'arnica (1%) qui stimule la circulation sanguine.
- Odeur stimulante de menthol
- Absorption rapide, effet prolongé.
- Convient à tous les types de peau. Part facilement au lavage.
- Emulsion H/E, pH (5-6), ne contient ni parfum ni lanoline.
- Utilisation:
  - Usage externe.
  - Appliquer selon les besoins et masse jusqu'à absorption complète du gel pendant et après l'effort.
  - Eviter tout contact avec les yeux.
  - Ne pas appliquer sur les plaies ni sur les muqueuses.
  - Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.
  - Sa formule est conçue pour minimiser tout risque allergique.
  - En cas de réaction allergique, qui reste toutefois toujours possible, consultez un médecin ou un pharmacien.