


## Barre de relevage pour le lit



- Permet à l'utilisateur de passer de la position couchée à la position assise en s'agrippant
- Permet également un appui pour se mettre debout et entrer et sortir du lit
- Fourni avec des sangles de fixation
- Adaptée aux lits simples mais pas aux lits électriques
- Idéal pour les personnes qui ont des difficultés à entrer et

sortir du lit

- Dimensions:

- Hauteur base matelas/dessus poignée : 50 cm
- Base barre: 26 cm large
- Sous le matelas: largeur 54 cm
- Sous le matelas profondeur: 60 cm

