


## ThickenUp instant cérééal Pomme-Noisette Boite de 450 g



- Nutrition médicale orale sous forme de poudre de céréales déshydratée, hypercalorique, enrichi en protéines et en fibres (insolubles)
- Sans gluten, 100% protéines végétales (pois)
- A reconstituer avec du lait ou autre boisson
- Facile à préparer, à chaud ou à froid
- Peut-être préparé avec une consistance IDDSI 3 (purée fluide) ou IDDSI 4 (purée lisse)
- Servi tout au long de la journée comme petit-déjeuner,

- en-cas entre les repas ou comme alternative au dîner
- Indiqué en cas de malnutrition et/ou à risque de problèmes de mastication et/ou de déglutition (dysphagie)
- 1 portion = 75 g de poudre (soit 6 à 7 cuillères à soupe)
- 336 kcal / portion sans liquide
- 15 g protéines / portion sans liquide
- 1 x 450 g sachet dans une boîte (6 portions)
- Goût: Pomme-Noisette