

## Coussin d'abduction de hanches avec housse



- Coussin moulé en mousse haute résilience 40 kg/m<sup>2</sup>
- Grâce à ses propriétés mécaniques (élasticité, souplesse) et à sa haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>), elle garantit le maintien de la posture dans la durée, pour une bonne observance du traitement.
- Aide à la posture des membres inférieurs
- Mise en abduction et prévention du risque de luxation de hanche(s)
- Housse en tissu enduit de polyuréthane bi-extensible
  - Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique
  - Lutte contre les frictions et cisaillements
- Souple et doux au toucher (confort)
- Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération
- Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue
- Lavables jusqu'à 95°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid
- Traitement d'ignifugation
- En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient

