

Matelas viscoflex NRF 70x200x14 cm + housse PU



- Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ avec insert anatomique en mousse haute résilience 40 kg/m³
- Prévention : RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ
- Patient levé dans la journée, alité plus de 15 heures
- Poids patient maximum : 130 kg
- Protection POLYMAILLE® : housse intégrale Enduction de

- Polyuréthane anallergique sur textile type jersey traité antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible, imper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée
 - Ouverture sur 3 côtés et face inférieure antidérapante
 - Respect des normes au feu EN597-1 & EN597-2