

## Matelas Viscoflex NRF, 80 x 200 x 14 cm, avec housse PU



- Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m<sup>3</sup> avec insert anatomique en mousse haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>
- Prévention : RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ
- Patient levé dans la journée, alité plus de 15 heures
- Poids patient maximum : 130 kg
- Protection POLYMAILLE® : housse intégrale Enduction de

- Polyuréthane anallergique sur textile type jersey traité antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible, imper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée
  - Ouverture sur 3 côtés et face inférieure antidérapante
  - Respect des normes au feu EN597-1 & EN597-2