

## Poste de premiers secours



- Le poste de premiers secours Cederroth permet de traiter plusieurs types de blessures et peut en outre s'adapter à la diversité des besoins en soins
- Grâce à un équipement complet en premiers secours sur votre lieu de travail, nous espérons qu'il sera possible d'agir plus efficacement en intervenant lorsqu'un accident se produit
- Désormais encore mieux équipée avec un distributeur de pansement autoadhésif intégré
- Le pansement autoadhésif beige est un pansement-bandage élastique qui tient tout seul en préservant une mobilité maximale
- Grâce au distributeur intelligent, il est facile de découper un morceau à la bonne longueur
- Ce pansement convient à tous les types de plaies mineures et reste en place même dans l'eau. Recharge disponible en 2 couleurs différentes selon les besoins :
  - bleu ou beige
- Contenu:
  - 2 Cederroth 4-in-1 Stop-Sang
  - 3 Cederroth 4-in-1 mini Stop-Sang
  - 1 x 2 Cederroth Burn Gel Dressing
  - 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
  - 1 distributeur de pansement autoadhésif comprenant le pansement autoadhésif beige en 6 cm x 4,50 m
  - 1 distributeur automatique de pansements Salvequick comprenant 45 pansements plastiques et 40 pansements textile
  - 1 x 20 lingettes lave-blessure Salvequick
  - 1 kit de protection Cederroth
  - 1 illustration de premiers secours
  - 1 clé
  - 1 gabarit de perçage

