

Table à manger au lit AC207 avec tablette en hêtre et tubes en gris pastel

- Grand plateau inclinable et réglable en hauteur.
- Piétement en « U » réglable en largeur.
- Colonne positionnable à droite ou à gauche.
- Baguette de rétention.
- 2 roulettes à freins.
- Dimensions plateau: 70 x 40 cm
- Hauteur du plateau de 72 à 111 cm
- Piétement
 - (L x l x h): 620 à 830 x 400 x 90
 - côté intérieur U: mini 565 - maxi 770
- Charge maximale: 10 kg
- Poids: 9 kg