

## Insufflateur oval en silicone, enfant, 500 ml



- Avec 2 masques de taille 2 et 3 et un ballon respiratoire.
- Cet insufflateur aide à la respiration artificielle et la réanimation cardio-pulmonaire.
- L'insufflateur permet de ventiler un patient en arrêt respiratoire mais aussi de maintenir la respiration naturelle du patient et/ou de fournir un apport en oxygène supplémentaire.
- Existe en version adulte, pédiatrique et nourrisson.
- Afin de répondre aux besoins des différentes morphologies, la fréquence de compression peut être ajustée et un ballon à taille adaptée peut être choisi.
- Limite de surpression: 40 cmH<sub>2</sub>O