

## Gants de soins, en nitrile, non-poudré, rose, X-large 9-10 Boîte de 100



- Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
- Qualité médicale
- Dimensions de la boîte: 21 x 12 x 5,5 cm (LxlxH)
- Grammage par gant: 3,5 g
- Longueur: 240 mm
- AQL 1.5 = Taux de défautuosité inférieur à 1,5 %
- Normes: EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523-1:2015+A1:2018