

## Dessous d'assiette antidérapant, bleu, diamètre 19 cm



- Crée une surface antidérapante solide, parfaite pour poser des tasses, des verres, des assiettes et des bols afin d'éviter tout mouvement indésirable
- Construction antimicrobienne empêchant les bactéries de se loger à sa surface
- Adhère instantanément à une surface
- 19 cm de diamètre, avec une épaisseur de matériau de 1,5 mm
- Les dessous d'assiette circulaires Tenura adhèrent sans

problème à une surface et peuvent aussi être aisément enlevés sans laisser aucun résidu, dû aux propriétés naturelles du silicone

- Un produit idéal pour l'utilisation dans les cuisines et les hôpitaux, dû à une fabrication en silicone non toxique, qui peut être lavé sans cesse, même au lave-vaisselle, sans aucun risque de détérioration
- Disponibles dans un choix de 2 couleurs: rouge et bleu