

## Aniosafe Manuclear NPC HF Recharge de 1 litre



- Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisation fréquentes
- Formulé sans parfum ni colorant
- Enrichi en glycérine
- Caractéristiques techniques:
  - Composition : Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Sec Alkyl Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid
  - Propriétés microbiologiques: Résistance à la biocontamination, test de recontamination hebdomadaire

mené pendant 15 semaines (*Pseudomonas aeruginosa* : CIP 82 118, *Staphylococcus aureus* : CIP 4 83, *Candida albicans* : CIP 48 72, *Aspergillus niger* : ATCC 16404).

- Mode d'emploi:

- 4 à 5 applications par jour (environ une noisette de 1 ml)
- Se mouiller les mains (pas de bijoux, ni de vernis).

Déposer une dose dans le creux de la main. Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets. Rincer abondamment à l'eau. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique. Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'une autre serviette.