

## Pédalier pliable avec compte-tour électronique



- Permet un entraînement ou une rééducation en douceur des membres inférieurs ou supérieurs
- Le pédalier d'exercice vous aide à retrouver souplesse et tonus musculaire
- Avec compteur multifonctions qui indique la durée de l'exercice
- Pied anti-dérapant pour la stabilité et mollette de réglage
- Encombrement réduit
- Niveau de résistance réglable par mollette
- Pied anti-dérapant
- Exercice en position assise
- Ce pédalier est destiné à une utilisation à domicile, en maison de retraite, ...
- Dimensions : 39 x 44,5 cm