

## Sparadrap microporeux Evocare, 2,50 cm x 9,15 m, non-stérile. Boîte de 12 bobines



Pansement adhésif «papier» hypoallergénique pour peaux sensibles.

Très poreuse et perméable à l'air, une évacuation de l'humidité est possible sans compromettre la force adhésive.

Avantages:

- Grâce à son exceptionnelle tolérance à la peau, le sparadrap adhésif microporeux permet de fréquents changements de pansement.
- Microporeux, perméable à la vapeur d'eau et à l'air, il

laisse la peau respirer.

- Son effet auto-adhésif augmente avec le temps
- Il ne laisse aucun résidu collant et son retrait est indolore.
- Il passe des rayons X.

Indications:

- Pour les applications générales
- Convient aux peaux sensibles et fragiles
- Convient parfaitement aux pansements cosmétiques pour le visage

