

## Gohy Fix Confort X-Large Carton de 4 x 25



- Tour de taille: 85 à 135 cm
- 4 lignes grises
- Avec grande ceinture élastique.
- Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous les niveaux d'incontinence tout en étant respirant et en offrant l'esthétique des

sous-vêtements normaux.

- Les fibres de polyester, fortement étirables, épousent parfaitement les courbes du corps et de la protection absorbante.
- Ces pantys peuvent être lavés en machine à 60 ° et séchés au sèche-linge.

