

## GOHY Fix Confort, XXX-Large. Carton de 4 x 25



- Tour de taille: 95 à 155 cm.
- Marquage gris
- Avec grande ceinture élastique.
- Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous les niveaux d'incontinence tout en étant respirant et en offrant l'esthétique des sous-vêtements normaux.
- Les fibres de polyester, fortement étirables, épousent parfaitement les courbes du corps et de la protection absorbante.
- Ces pantys peuvent être lavés en machine à 60 ° et séchés au sèche-linge.