

## Protifar Boîte de 225 g



- Nutrition médicale orale sous forme de poudre à base de protéines de lait
- Indications: pour des besoins nutritionnels en cas de dénutrition protéino-énergétique
- Protifar est une poudre de protéines adaptée aux patients dont les besoins protidiques ne sont pas couverts par une alimentation normale
- Sans gluten
- Contient du lait, du soja
- Dosage: une mesurette rase contient 2,5 g de poudre (dosage sous avis médical)
- Caractéristiques: 368 Kcal/100 g, 87,2 g Protéines/100 g
- Préparation:
  - Mélanger la quantité nécessaire de Protifar avec une quantité suffisante de liquide froid pour obtenir une préparation souple et homogène
  - Diluer dans une boisson ou ajouter à une préparation
  - Préparer une portion et consommer dans les 2 heures qui suivent la préparation
  - Une fois ouvert, utiliser dans un délai de 1 mois