

Pompe à perfusion Space Infusomat



- B. Braun Space est un système de perfusion automatique et modulaire, plus petit, plus léger, et plus facile à l'emploi que toute autre configuration existante. Ce système innovateur et préparé pour le futur, offre une sécurité optimale dans le domaine des thérapies intraveineuses.
- B. Braun Space peut également être intégré au réseau de communication de données de l'hôpital.
- Performances: Calcul automatique du débit partant d'un volume et d'un temps souhaité
- Mode Calcul de Dose: Calcul automatique du débit basé sur le renseignement de la concentration du médicament en combinaison avec le dosage souhaité (par exemple mg/kg/min)
- Bibliothèque de médicaments: Jusqu'à 1500 noms de médicaments (incluant paramètres de thérapie et autres informations) pouvant être stockés dans 30 catégories
- Possibilité de définir jusqu'à 50 services et 15 profils de patients
- Possibilité de définir limites "hard" et "soft", et valeurs par défaut, pour chaque médicament
- Mode Piggy-Back: Offre la possibilité d'interrompre

temporairement la perfusion primaire afin d'administrer une perfusion secondaire

- Interface utilisateur: Interface utilisateur standardisé et intuitif, identique sur toutes les pompes volumétriques et pousse-seringues Space
- La navigation par un menu, ainsi que les touches à flèches garantissent que l'utilisateur aura toujours les yeux fixés sur l'écran lors des entrées de données sur la pompe
- Sécurité: Des clapets anti-freeflow sur la pompe ainsi que sur la ligne évitent au maximum tout écoulement libre lorsque la porte est ouverte ou lors d'un changement de ligne
- Limitation du bolus automatique lors d'une alarme d'occlusion
- Capteur de pression additionnel en amont, détecte les occlusions en amont tels par exemple un clamp roulant fermé
- Data-lock à 3 niveaux de sécurité (l'accès aux paramètres et aux consommables peuvent être sécurisés)
- Alarmes sonores et visuelles (LED), avec message d'alarme clair sur l'écran