

Support Velook Lampo avec block system - 60 cm



- Dimensions: 60 x 9,5 cm

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir

- Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance
- Efficace: le support à plat augmente la surface de nettoyage par rapport aux systèmes traditionnels, combiné à une frange en microfibre TTS élimine la saleté et les bactéries efficacement et écologiquement, en nécessitant moins solution de nettoyage
- Écologique: en polypropylène, inoxydable, robuste et

entièrement recyclable

- Simple: le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- Ergonomique: c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- Performant : le système Lampo permet d'utiliser le même manche avec toute la gamme de plumeaux, têtes de loup et supports, en les accrochant rapidement
- Compatible avec des manches avec trou et diamètre 23 mm
- Couleurs: gris/vert