

## Housse de gériatrie en 2 parties, résistante au feu, manches longues



- Ces housses de gériatrie pour patients très agités maintiennent un équilibre parfait entre la liberté de mouvement et la protection des utilisateurs.
- Les housses de gériatrie empêchent le patient de se découvrir, de tomber du lit et de mettre en pièces le matériel d'incontinence.
- Lors de l'utilisation d'une housse de gériatrie en deux parties, la partie noire est placée sous le matelas et fixée au cadre du lit (cette partie reste en place) et est zippée sur la partie supérieure bleu clair sous laquelle le patient est allongé. Cette partie supérieure peut être détachée pour être nettoyée.
- La housse de gériatrie en 2 parties FR est destinée aux patients très agités qui risquent de renverser le matelas.
- La housse de gériatrie en 2 parties Fire Resist a des propriétés ignifuges permanentes et le matériau est solide et résistant à la déchirure. La couverture de soins standard convient à un lit simple (14 x 90 x 200 cm).
- La personne est allongée directement sur le lit, sous la housse de gériatrie. A partir des hanches, la couverture d'allaitement se transforme en pyjama. La fermeture éclair va du menton jusqu'au pied du lit, ce qui empêche le patient de sortir seul de la couverture de soins.
- Convient aux patients très agités.
- Matelas de taille standard 90 x 200 cm.
- Partie supérieure:
  - 34,5% coton - 31% PES - 22,5% modacrylique
  - 12% viscose
  - Propriétés ignifuges permanentes
  - Fermetures éclair en spirale résistantes au feu
  - Lavable à max. 60°C
  - Drap inférieur (sous le matelas)
  - Polyester
  - Fermeture éclair en spirale ignifuge

