

## Bassin réniforme Evocare en carton moulé Sachet de 50



- Dispositif de recueil des déchets, de pansements souillés, de cotons.
- En carton moulé: fibre moulée à 100% à partir de vieux papiers.
- Couleur: gris clair.
- Dimensions produit: 255 x 150 x 45 mm.
- Dimensions de la boîte : 265 x 305 x 450mm
- Capacité : 700 ML
- Compostable - biodégradable.
- Résiste durant 30 minutes: Jodosan 1%
- Résiste plus de 8 heures : acide chlorhydrique 0,1 N, suc gastrique, alcool 25%
- Résiste plus de 24 heures : chlorure de sodium 0,9%, eau oxygénée 3%, eau à 80° C, sang, urine, acide acétique 5%, chlorhexidine 0,2%
- Ne résiste pas aux : matières grasses, huiles