

Canne anglaise pour enfant



- Poignée et manchette en plastique de haute qualité, antimicrobien
- Largeur manchette: 8,5 cm
- Tubes en aluminium
- Diamètre tube du milieu: 2 cm
- Diamètre tube du bas: 1,7 cm
- Parties en plastique de couleur bleue, jaune, rouge
- Ajustage par bouton poussoir
- Réglage à 3 positions pour la hauteur de la poignée: 19,5

à 24,5 cm

- Réglage à 8 positions pour la partie inférieure de la canne: 57 à 75 cm
- Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métallique
- Diamètre intérieur embout: 1,6 cm
- Diamètre extérieur embout: 4,5 cm
- 2 réflecteurs avant et arrière
- Poids: 450 g

