

## Défibrillateur automatique Schiller Fred PA-1



- Le défibrillateur idéal pour une utilisation dans les lieux publics
- Conçu pour que même les utilisateurs non formés puissent sauver des vies
- Le PA-1 guide le sauveteur pas à pas tout au long du processus de réanimation
- Il démarre dès que le couvercle est soulevé
- Il suffit d'appliquer les électrodes pré-connectées sur la poitrine du patient.
- La précharge systématique permet d'administrer des chocs dès que cette mesure est nécessaire.
- Dans la version automatique, le FRED PA-1 délivre le choc sans aucune action de la part du sauveteur.
- Le FRED PA-1 reconnaît immédiatement si des électrodes pédiatriques ou adultes sont utilisées et ajuste l'énergie de défibrillation en conséquence.
- Un jeu d'électrodes pour enfants peut être placé dans un compartiment prévu à cet effet à l'arrière de l'appareil.
- S'active immédiatement lorsque le couvercle de protection est ouvert.
- Guidage automatique tout au long du processus de sauvetage.
- Guidage vocal en une langue - trois langues en option (pack multilingue PA-1).
- L'appareil se teste en permanence : durée de vie des électrodes - état de la batterie - entretien régulier L'utilisateur reçoit des instructions vocales et une assistance visuelle sur l'appareil lui-même.
- L'appareil reconnaît le type d'électrode connectée et se règle lui-même (adulte ou enfant).
- Le rythme des compressions thoraciques est configurable pour l'installation Mémoire interne pour le stockage des données et leur analyse ultérieure.
- Fourni avec une batterie et un kit d'électrodes adulte.