

## Pompe Amika



- Amika® est une nouvelle pompe à nutrition entérale permettant l'utilisation en chevet ou en ambulatoire
- Une gamme complète de tubulures sécurisées ENPlus et ENFit
- Fonctionnalités avancées : verrouillage des paramètres pour une utilisation sécurisée par le patient
- Sécurité anti-écoulement libre
- Interface utilisateur simple
- Grand écran avec symboles universels pour une compréhension rapide et facile
- Installation de la tubulure facilitée
- 3 modes de purge disponibles
- Compacte et grande autonomie de batterie pour une mobilité accrue du patient
- Nettoyage facile