

## Fauteuil roulant manuel pour enfant



- Entièrement pliable, il bénéficie d'accoudoirs relevables, d'une assise fixe ainsi que de repose-pieds rabattables.
- Côté roues, celles de l'arrière de 51 cm de diamètre ont une main courante ainsi que des freins.
- Les roues directionnelles de l'avant sont plus petites avec leur 15 cm de diamètre.
- Une ceinture est intégrée afin d'assurer un meilleur maintien de l'utilisateur.
- Les roues du fauteuil sont dévissables à l'aide d'une clé. En revanche, elles ne sont pas en "quick release" (c'est à dire qu'elles ne sont pas amovibles en quelques secondes en appuyant sur un bouton).
- Dimensions:
  - Longueur hors tout : 90 cm
  - Largeur hors tout : 52 cm
  - Hauteur hors tout : 84 cm
  - Largeur assise : 37 cm
  - Profondeur assise : 30 cm
  - Largeur dossier : 30 cm
  - Hauteur dossier : 37 cm
  - Hauteur assise : 46 cm
  - Largeur entre les accoudoirs : 35 cm
  - Diamètre grandes roues : 51 cm
  - Diamètre petites roues : 15 cm
- Poids du fauteuil: 17,7 kg
- Couleurs: bleu, orange et noir/
- Repose-jambe en option (078.970 - 078.971)