

Lève-personne électrique pliant Lifty fox



- Lève personne électrique, 200 kg, pliant, fléau 4 points.
- Plus léger, design. Permet le ramassage au sol.
- Écartement des pieds sans effort.
- Fléau 4 crochets pivotant à 360°.
- Système mécanique et électrique de descente d'urgence.
- Motorisation Linak nouvelle génération.
- Roues arrières à freins, roues double galets à l'avant.
- Piétement à écartement variable (notre photo) ou en option par vérin électrique pour un confort d'utilisation.
- Livré avec sangle confort.
- Description technique
- Structure acier soudé finition époxy bi-ton.
- Potence 60x30x3 - mat 50x50x3 - traverse 80x60x5 - pieds 60x40x2
- Écartement des pieds réglable par pédalier en tôle pliée
- 2 roues Linéa arrière freinées diam. 100 mm
- 2 roues Linéa avant jumelées diam. 100 mm
- Poignée de conduite fixe
- Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement)
- Système électrique
- Vérin LA40 8700N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 2 boutons
- Coloris bronze (photo non contractuelle)