

## Prolongateur rotatif pression 100 cm pousse seringue



- Longueur du set 104 cm
- Volume d'amorçage 0,82 ml
- Alésage 1 mm
- 1 pince(s)
- 1 Luer femelle
- 1 Luer(s) mâle(s)
- Luer(s) mâle(s) rotatif(s)

- Chlorure de polyvinyle (PVC)
- Résistant aux lipides
- Le latex de caoutchouc naturel ne fait pas partie de la formulation du matériau.
- Le DEHP ne fait pas partie de la formulation du matériau
- Quantité 25/200