

## Table de nuit avec frigo, modèle intégré, largeur 45 cm, Sonoma Oak



- Modèle de table de nuit plus compacte avec charnières spécifiques.
- Structure en panneaux d'aggloméré de forte densité et recouverts de mélaminé chêne grisé (18 mm).
- Avec un tiroir et une porte.
- Avec renfort à l'arrière (frigo apparent).
- Chant recouvert de PVC 2 mm collé à la colle PU (ultra résistante à la chaleur et à l'humidité) sur tout le pourtour ainsi que sur le tiroir et la porte.
- Un tiroir monobloc sur rail métallique avec roulement à billes et blocages anti-chute.
- Hauteur totale : 81 cm.
- Largeur totale : 45 cm
- Profondeur : 55 cm
- Dimensions frigo: 40 x 47 x 51,7 cm (H x L x P)
- Capacité du frigo: 40 litres.
- Consommation: 1,07 kWh/24h.
- La porte du frigo accueille des petites bouteilles (diamètre 8 cm).
- Long cordon d'alimentation.
- Grande aération à l'arrière pour une bonne ventilation du frigo
- Refroidissement par absorption
- Réglage par l'arrière
- Le frigo est conçu pour fonctionner dans une pièce dont la température doit être comprise entre 16 et 32 degrés
- Quincaillerie noire.

