

Barre d'appui en aluminium anodisé et caches blanc mat, longueur 40 cm.



Ergonomique grâce à la forme ovale plate de la poignée.
Supports de montage en matière plastique renforcée à la fibre de verre, caches en ABS résistant aux chocs.
Convient pour tout intérieur: salle de bain, toilette, escalier, couloir, salle de séjour, porte...

Montage facile sur tout support.
Conformité: NEN-EN 12182, directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE, directive CE.
Poids max supporté: 150 kg.

