


**Barre d'appui 45° en aluminium anodisé gris noir (RAL 7021) et caches blanc mat, 30 x 30 cm, gauche/droite.**



Ergonomique grâce à la forme ovale plate de la poignée.  
Supports de montage en matière plastique renforcée à la fibre de verre, caches en ABS résistant aux chocs.  
Convient pour tout intérieur: salle de bain, toilette, escalier, couloir, salle de séjour, porte...

Montage facile sur tout support.  
Conformité: NEN-EN 12182, directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE, directive CE.  
Poids max supporté: 150 kg.